
インキュベーター(恒温器)・乾燥器・乾熱滅菌器 オプション

棚板・棚受セット





適合型式	定価
RT-120HM、RY-120HM、ST-120HM、SY-120HM、PW-120HM	¥17,000 (税込¥18,700)
RT-120HL\RY-120HL\ST-120HL\SY-120HL\PW-120HL	¥19,000 (稅込 ¥20,900)
ITD-100、RT-120HG、RY-120HG、ST-120HG、SY-120HG、 PW-120HG	¥22,000 (稅込 ¥24,200)
ITD-120	¥25,000 (稅込 ¥27,500)
ITD-140\ITD-160\ILD-150	¥28,000 (稅込 ¥30,800)
GTR-100	¥25,000 (税込 ¥27,500)
GTR-120	¥28,000 (稅込 ¥30,800)
GTR-150、GTR-200	¥25,000 (稅込 ¥27,500)
DCH-120HM	¥25,000 (稅込 ¥27,500)
DCH-120HL/HG	¥28,000 (稅込 ¥30,800)
KMD-100HM	¥22,000 (税込 ¥24,200)
KMD-120HL	¥25,000 (税込 ¥27,500)
KMD-100、KMD-100F、KMD-120、KMD-120F	¥28,000 (税込 ¥30,800)

棚板レス仕様

標準付属の棚板枚数を減らすことができます。 製品お見積り時にご用命ください。

★対象機種:全シリーズに対応可能

棚板耐荷重


標準耐荷重以上の積載が必要な場合は、耐荷重仕様の棚板を作成いた します。試料の重量、形状に合わせた仕様をご提案いたします。 (棚板単体の耐荷重対応、棚板を内槽に固定し耐荷重対応等)

★対象機種:全シリーズに対応可能

記録計+温度センサー

標準装備の測定口から槽内に温度センサーを挿入し、槽内の温度を測定・記録できます。医薬品製造におけるインキュベーター、乾熱滅菌器のGMP管理機器としては日々の使用記録に必要な装置です。チャート式、ペーパーレス式のいずれも選択可能です。

★対象機種:全シリーズに対応可能



表示灯

機器の稼働状態を離れたところからでも確認できるよう、機器上面に表示灯を取り付けできます。

★対象機種:GTRシリーズに オプション設定 その他型式にも対応可能



電源仕様変更

建屋側の電源事情に合わせた変更も承ります。

★対象機種:全シリーズに対応可能

