

カタログ掲載終了モデル

パーソナルクレーブ

KTR-3022型

在庫品特価販売キャンペーン



モデル	KTR-3022
タイプ	卓上型モデル
缶内有効寸法/相容積	φ300×H220mm/22L
外寸/重量	W450×D390×H480/31kg
滅菌温度	110~125℃(0.160MPa)
滅菌時間	1秒~99分59秒
圧力容器種別	簡易圧力容器
安全装置	空焚き防止装置・過圧防止装置・安全ブレーカ・圧力安全弁
必要電源	AC100V,15A以上
電源接続形状	アース刃付プラグ
金網カゴ/個数	φ270×200mm/1個

内容量がKTR-2322型の約2倍！大容量卓上モデルです。定価¥325,000より大幅プライスダウンにて販売いたします。

カタログ掲載終了モデル在庫放出セールのため数に限りがございます。(なくなり次第終了) 予めご了承ください。

★お問い合わせ先

アルプ株式会社営業課

電話：042-579-0531

E-mail：当ホームページお問い合わせフォームまで